

EasyFlow nCPAP

Интерфейс для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных и недоношенных детей



Немецкое качество

Fritz Stephan GmbH

- + Широкий размерный ряд
- + Без токсичных пластификаторов
- + Биосовместимые и гипоаллергенные материалы
- + Все наборы зарегистрированы как медицинские изделия

Идеально подходит для **STEPHAN SOPHIE**

А также для аппаратов:

- + Stephan EVE neo
- + Fabian HFO
- + Dräger Babylog
- + SLE 6000
- + Löwenstein Leoni
- + Других стандартных неонатальных аппаратов ИВЛ



АППЛИКАТОР ДЛЯ
МАСКИ ИЛИ НАЗАЛЬНЫХ КАНЮЛЬ

РАЗДВОЕННЫЕ ТРУБКИ


МАСКА ИЛИ НАЗАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ


НАЛОБНАЯ НАКЛАДКА
С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ АППЛИКАТОРА

ФИКСИРУЮЩИЕ РЕМНИ
НА ЗАСТЕЖКАХ-ЛИПУЧКАХ

НАЛОБНАЯ НАКЛАДКА
С ГЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ


ОГОЛОВЬЕ






МАСКА

Самоуплотняющаяся силиконовая маска
обеспечивает плотное прилегание и герметичность




КАНЮЛИ

Назальные канюли не давят на носовую перегородку,
не раздражают кожу и слизистую оболочку




АППЛИКАТОР

Встроенный магнит позволяет быстро и легко фиксировать аппликатор на налобной накладке



НАКЛАДКА


Мягкий силикон надежно фиксируется на лбу без дополнительных креплений




ТРУБКИ

Снимают нагрузку с носа и лица, не вызывают дискомфорт при использовании


РАЗМЕРНЫЙ РЯД



**КАНЮЛИ
XXS—XL**



**МАСКИ
XS—XL**



**ШАПОЧКИ
XS—7XL**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Наборы **EasyFlow** зарегистрированы как медицинские изделия

РУ № РЗН 2023/19392

НЕТ НДС



Набор

НЕОНАТАЛЬНЫЙ

Малый

- + Канюли XXS-M, маски XS-M
- + Шапочки XS-XXL
- + Стандартный набор аксессуаров

Большой

- + Канюли XXS-M, маски XS-M
- + Шапочки XS-XXL
- + Расширенный набор аксессуаров



Набор

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

Малый

- + Канюли и маски M-XL
- + Шапочки XXL-7XL
- + Стандартный набор аксессуаров

Большой

- + Канюли и маски M-XL
- + Шапочки XXL-7XL
- + Расширенный набор аксессуаров

АКСЕССУАРЫ

Все принадлежности для **EasyFlow** можно приобрести отдельно



Шапочка на голову



Удлинитель для маски/канюль



Налобная накладка



Налобная фиксирующая накладка



Раздвоенные трубки



Маска



Канюли



Оголовье



Ремешки фиксирующие



Аппликатор



8 (800) 500-65-02

trimm.ru

info@trimm.ru

Москва, Лобачика 15

ТРИММ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ