



Гаранты вашей жизни



ГК ТРИММ

г. Москва, ул. Лобачика, 15

www.trimm.ru

info@trimm.ru

8 (800) 500-65-02


AnyView P Series

Монитор пациента



P Series

— P22 / P18 / P15 / P12 —



Технологичный

Практичный

Современный




	P12	P15	P18	P22
Дисплей	12.1	15.6	18.5	22
Разрешение	1280×800	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Слоты модулей	4	6	6	6
Вес	<5кг	<6кг	<7кг	<8кг

Продукт мирового класса


Разработан командой инженеров, которые сосредоточились на полном соответствии медицинским и технологическим стандартам. Удостоен награды reddot design award.






NMT (Нейромышечная проводимость)

Помогает определить глубину и степень нейромышечной блокады.




BIS (Биспектральный индекс)

Используется для определения глубины седации или гипноза.




rSO2 (Насыщение кислородом)

Золотой стандарт мониторинга критически больных пациентов для обеспечения оксигенации тканей.




EEG (Электроэнцефалография)

Определяет изменения в активности мозга, помогает диагностировать мозговые расстройства.



RM (Механика дыхания)


Помогает понять работу аппарата ИВЛ/анестезии и дыхательную функцию пациента.



C.O. (Сердечный выброс)

Золотой стандарт мониторинга критически больных пациентов для обеспечения оксигенации тканей.

Мониторинг параметров всех жизненно важных органов



P1

AnyView



Место
происшествия

Скорая
помощь

Операционная

Мониторинг на всех этапах помощи

Наружная и внутрибольничная транспортировка

Вставьте P1 в монитор пациента серии P для бесшовной передачи данных с улицы, из машины скорой помощи, операционной, отделения интенсивной терапии, в палату пациента.



**Палата
пациента**

ОРИТ


Дисплей	Сенсорный, 5.5"
Разрешение	1280x720
Батарея	8 часов непрерывной работы
Вес	<0.9 кг
Встроенный модуль	CO ₂
Дополнительные модули	Masimo, Nellcor SpO ₂ Masimo Rainbow SET Suntech NIBP Sidestream/Mainstream CO ₂



Ручка для переноса



Док-станция



EWS (Система раннего предупреждения)

Системы NEWS, NEWS2, MEWS позволяют выявить ранние признаки ухудшения состояния и быстро определить степень заболевания.



GCS (Шкала комы Глазго)

Метод отображения уровня сознания в ответ на определенные стимулы.



VAS (Визуальная аналоговая шкала) и NRS (Шкала числовых оценок)

Оценивает интенсивность боли в состоянии покоя и при движении.






Режим сепсиса

Помогает проводить скрининг и лечение сепсиса в соответствии с последними рекомендациями SSC.

BoA (Баланс анестезии)


Отслеживайте критические параметры в течение всей операции.



Бесшовное подключение по сети

AnyView P Series интегрируется в больничную сеть для эффективного управления данными пациента.

Подключается к другим медицинским устройствам через модуль Biolink. Вместе с центральной станцией Biovision данные о пациенте и других устройствах передаются в больничную сеть и помогают врачу в постановке диагноза.



Уникальный мониторинг капельницы

Сделайте внутривенную инфузию более безопасной

Уникальный модуль контроля капельницы отслеживает скорость капель и останавливает инфузию при необходимости. Это помогает медицинским работникам настраивать капельницу и обеспечивает более безопасную инфузию пациенту.



Уже используется по всему миру



С 2005 года компания Biolight создала молодую и эффективную международную команду маркетологов. Благодаря тому, что сотрудники отдела продаж, работающие по всему миру, посещают и обслуживают клиентов, компания Biolight сформировала стабильную глобальную дистрибьюторскую сеть. Будучи долгосрочным партнером ведущих мировых медицинских учреждений, Biolight осуществляет продажи в более чем 150 странах и регионах и завоевал широкое признание медицинских учреждений в США, Великобритании, Франции, Италии и других странах и регионах.